

Fluke Biomedical ansur Test and Inspection Procedure

Copyright © 1999 - 2005 Fluke Biomedical

Enregistrement du Test

TEST REUSSI

Test effectué		Logiciels utilisés	
Date:	03/06/2009	ansur	Version 2.6.0
Fichier résultat:	table de réanimation bébè Marque ISIS ouvert.mtr	Module: AVPI	Version 2.4.5
Fichier protocole:	table de réanimation bébè Marque ISIS ouvert.mtt	Module: ESA620	Version 1.0.3

Paramètres du Test

Sélections

Type de maintenance utilisé	Normes utilisées
	User defined IEC 60601

Appareil à tester

N° Serie	40162128	Type	ISIS
Code Equipement	EC0195	Modèle	TABLE RADIANTE
Groupe		Service	SALLE DE TRAVAILLE2
Etat	FRANCE	Adresse 1	EAUX CLAIRES
Fabricant	MEDIPREMA	Adresse 2	

Données MTI

Testeur	N° Série	Version Firmware
ESA 620	9808040	UI-1.16

Signatures

Résultat du Test

Elément de test	Type de test	Echoué
Liste de contrôle Ok/Echoué	Liste de contrôle Ok/Echoué	
Résultat: serrage visserie presence plaque d'identification,Marquage CE	Valeur enregistrée Ok	
Etiquettes d'instruction	Ok	
Propreté /Aspect plexiglas	Ok	
Fonctionnement/état ouvrant	Ok	
Etat du matelas	Ok	
date de fin des flexibles de raccordement	Ok	
Fixation de l'ensemble Fonctionnement	Ok	
Débitmètre AIR/O ² /VIDE	Ok	
Propreté des filtres mousse et antibactérien	Ok	
Eclairage bouton M/A	Ok	
Eclairage Tubes Fluo	Ok	
Affichage /alarmes	Ok	
Alarme coupure Secteur	Ok	
Test de vide	Ok	
vérification de la temperature	Ok	
IEC 60601-1 - CL2 - FR	Séquence automatique	
Comment CLASSE D'ISOLEMENT 1 TYPE B		
Tension secteur	Tension secteur	
Phase au neutre	Tension secteur Phase au neutre	
Résultat: Phase au neutre	Valeurs 228,9	Unité V
	Limites Hautes	Limites Basses
		Standard IEC 60601
Neutre à la terre	Tension secteur Neutre à la terre	
Résultat: Neutre à la terre	Valeurs 8,1	Unité V
	Limites Hautes	Limites Basses
		Standard IEC 60601
Phase à la terre	Tension secteur Phase à la terre	
Résultat: Phase à la terre	Valeurs 230	Unité V
	Limites Hautes	Limites Basses
		Standard IEC 60601
Courants de fuite à l' enveloppe	Courant de fuite enveloppe	
Configuration: Parties appliquées: En l'air		
Condition normale	Courant de fuite enveloppe Condition normale	

Elément de test		Type de test			Echoué
<i>Résultat:</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Unité</i>	<i>Limites Hautes</i>	<i>Limites Basses</i>	<i>Standard</i>
Condition normale	0,2	uA	100		IEC 60601
Neutre ouvert		<i>Courant de fuite enveloppe Neutre ouvert</i>			
<i>Résultat:</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Unité</i>	<i>Limites Hautes</i>	<i>Limites Basses</i>	<i>Standard</i>
Neutre ouvert	0,2	uA	500		IEC 60601
Condition normale, Polarité inversée		<i>Courant de fuite enveloppe Condition normale, Polarité inversée</i>			
<i>Résultat:</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Unité</i>	<i>Limites Hautes</i>	<i>Limites Basses</i>	<i>Standard</i>
Condition normale, Polarité inversée	0,2	uA	100		IEC 60601
Neutre ouvert, Polarité inversée		<i>Courant de fuite enveloppe Neutre ouvert, Polarité inversée</i>			
<i>Résultat:</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Unité</i>	<i>Limites Hautes</i>	<i>Limites Basses</i>	<i>Standard</i>
Neutre ouvert, Polarité inversée	0,2	uA	500		IEC 60601
Contrôles visuels.		<i>Checklist</i>			
<i>Résultat:</i>	<i>Valeur enregistrée</i>				
Intégrité de l'appareil, état des carters, état des ventilateurs.		Ok			
Intégrité du cordon secteur.		Ok			
Propreté (carcasse et filtre).		Ok			
Bon état des affichages et des voyants.		Ok			
Bon état des accessoires, des fixations et des supports.		Ok			
Bon état des connecteurs et câbles.		Ok			