



Association d'un rapport de test d'un DM sur l'onglet réparation de SOFIA Biomédical

1/ Accueil :



2/ Choisir un DM, pour l'exemple : un pousse seringue avec n°interne 201020067



3/ Ajouter un ou des document(s) lorsque vous avez terminé de renseigner la réparation.

Fichier Édition Mode Aide

Service Biomédical Ajouter une Réparation

N° Dossier - N° Réparation
034 068 034068

Demande 04/05/2017 09:46:02 Web Orale Date Rep 04/05/2017
Solution souhaitée le 04/05/2017 09:46:02 Tel Terminée le 00/00/00

Atelier

Modèle
INJECTOMAT AGILIA

N° de série 20851306 Mise en Service 25/02/2010
N° Interne 20102067 Fin garantie le 25/02/2015
N° Système Réparation du 15/02/2017
Cr Horaire 2
Statut Actif Désinfectée Prochain entretien 17/01/2019

Statut Réparation Demande Priorité 1
Motif et descriptif Int/Ext 0
Contrat 0 Poste_Maint

Rapport Alarme
Panne non constatée Nomenclature 18.42 Type

Technicien A_F BIO Astreinte Cr Horaire 0

Service ONCO HEMATOLOGIE HOSPIT 1
U.F. 4301 CR 6
Demandée par
Téléphone

S.A.V. FRESENIUS VIAL
N° Contrat Sans
N° Devis
Commande N°
N°Expedition/date 00/00/00
SAV: N° B R
SAV: Technicien

Coût
Heure(s) M.O. ,00 50,00 S.A.V. 55,00 ,00
Heure(s) Route ,00 ,00
Kilomètres ,00 ,00
Déplacement+frais de séjour ,00 ,00
Divers/Couts Prestation externe
Coût ext sous contrat
Total Pièces Détachées
% TVA 20,00 Tot
Tot

Ajout pièces

Code	Désignation	N° de Lot	Qté	Coût Unitaire	Total Coûts
------	-------------	-----------	-----	---------------	-------------

Ajout doc

Cliquer sur le bouton « Ajout doc »

4/ Téléchargement de fichiers.

Fichier Édition Mode Aide

Ouvrir

Rechercher dans : Documents

Organiser Nouveau dossier

Bibliothèque Documents

Organiser par : Dossier

Ma musique
Mes images
Mes vidéos

Nom du fichier : Tous (*.*)
Ouvrir Annuler


1/Sélection de l'emplacement où se trouve le fichier.

2/Sélection du fichier.

3/ Le nom du fichier doit s'écrire automatiquement dans cet emplacement.

4/ Cliquer sur le bouton « Ouvrir »

5/ Validation de l'enregistrement



6/ Suppression de document si une erreur se produit :

Pour supprimer un document il faut cliquer sur l'onglet « Configuration »

